

消臭+防臭  
特許技術  
フィルム使用

うんこをうんこで包み込むという新発想  
くさいものにフタをする!




# 臭ロック

うんこ先生のうんち袋

©Y.F/BKS

ご使用方法 ねじって! 結んで! 捨てるだけ!



注:測定結果は評価測定の一例であり、効果を保証するものではありません。  
(外部協力機関における試験に基づく結果)



フィルム:特許技術「Filmics Shu-Lock」採用  
「Filmics Shu-Lock」は、中本アドバンスフィルム社が製造する、医薬品包装にも使われる高機能原料を使用した防臭フィルムです。特殊製法により、防臭機能と消臭機能を併せ持っております。



170mm×270mm

200枚入



30枚入



200mm×300mm

200枚入



30枚入



品名	参考売価	規格内容量	ケース入数	サイズ 単品/幅・奥行・高さmm	JAN	原産国/原材料
うんこ先生のうんち袋 臭ロック SS 200枚	OPEN	SS 200枚	20	190×75×50	4 522171 982665	[原産国]日本 [原材料]ポリエチレン他
うんこ先生のうんち袋 臭ロック S 200枚	OPEN	S 200枚	20	220×80×50	4 522171 982672	[原産国]日本 [原材料]ポリエチレン他
うんこ先生のうんち袋 臭ロック SS 30枚	OPEN	SS 30枚	120	90×10×215	4 522171 982689	[原産国]日本 [原材料]ポリエチレン他
うんこ先生のうんち袋 臭ロック S 30枚	OPEN	S 30枚	120	90×10×245	4 522171 982696	[原産国]日本 [原材料]ポリエチレン他



公式HP  
<https://petsvalue.jp/>



Instagram  
petsvalue\_official

ペットバリュー株式会社  
兵庫県西宮市鳴尾浜 1-3-24  
TEL: 0798-44-5580

